

---

## Polikliniek Kindergeneeskunde

Ingang 10, route 1002

T +32 (0)9 332 51 44

[www.uzgent.be/kindergeneeskunde](http://www.uzgent.be/kindergeneeskunde)

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,  
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar  
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke  
toestemming van het UZ Gent.

---

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

[www.uzgent.be](http://www.uzgent.be)

# SATURATIE- METER



# SATURATIEMETER

Je kreeg een saturatiemeter mee om de parameters van je kind thuis op te volgen. Een saturatiemeter is een vingerkliptoestel dat de zuurstofsaturatie in het bloed en de hartslag van je kind meet. Het is pijnloos om te gebruiken.

## Materiaal

- ▲ Koffertje
- ▲ Saturatietoestel
- ▲ Tussenkabel
- ▲ Sensor
- ▲ Elektrische kabel
- ▲ Rolletje Coban®-kleefband
- ▲ Brochure
- ▲ Formulier: Gebruikersovereenkomst



## Gebruik

- ▲ Was en droog de vinger of teen van je kind goed.
- ▲ Plaats de sensor zoals de verpleegkundig het toonde. Het rood licht schijnt bij voorkeur op het nagelbed.
- ▲ Zorg dat de sensor goed aansluit, maar niet knelt. Gebruik eventueel wat kleefband uit het koffertje.
- ▲ Sluit de kabel goed aan en zet het toestel aan.
- ▲ Houd je kind rustig voor een juiste meting.

- ▲ Druk minstens 10 seconden op de aan-uitknop om het toestel uit te zetten (zie foto).



## Nuttige tips

- ▲ Gebruik de meter niet op koude en natte of beweeglijke vingers of tenen. De registratie kan verkeerd zijn.
- ▲ Neem bij twijfel contact op met de poli Kindergeneeskunde: op weekdays tijdens de kantooruren op 09 332 24 30.
- ▲ Mag je kind naar huis, breng het toestel dan de volgende werkdag tussen 8 en 9 uur terug op de poli: ingang 10, route 1002.